

KERN MBA-A01

Tragbarer mechanischer Größenmessstab



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Größenmessstäbe

Messsystem

Einheiten	cm, ft
Toleranz	5 mm
Ablesbarkeit (Länge)	0,1 cm
Max. Länge	80 cm
Min. Länge	30 cm
Messbereiche Größenmesser	30-80cm

Eichtechnische Daten

Zulassung nach 93/42/EWG (med.)	✓
CE Zeichen	✓

Bauform

Abmessungen (BxTxH)	850×240×60 mm
Hauptfarbe	Pantone warm Grey 420 (RAL9002)
Material	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (min)	10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	890×300×100 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketsdienst
Versandgewicht	5,3 kg