

KERN MSF 200



Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit
Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Körpergrößen-Messung

Messsystem

Toleranz	10 mm
Ablesbarkeit (Länge)	1 mm
Max. Länge	2,05 m
Min. Länge	60 cm
Messbereiche Größenmesser	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-205cm @ 0,1cm ± 1cm

Eichtechnische Daten

Zulassung nach 93/42/EWG (med.)	✓
CE Zeichen	✓

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	53×40×1000 mm
-----------------------------	---------------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	1015×70×45 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	1,006 kg