

Perkutanes Koniotomie Set

Gebrauchsfertig, sofort einsetzbar




Quicktrach I

Set für die Punktionskoniotomie mittels Nadelinzision

/ Quicktrach I

Die Quicktrach I ist ein Set für die Punktionskoniotomie mittels Nadelinzision, zur Sicherung des Atemwegs in einer CICO (can't intubate, can't oxygenate) Situation, im Fall einer Obstruktion der oberen Atemwege. Das sterile Besteck ist vormontiert und in einer Blisterverpackung oder im Kunststoffrohr erhältlich.

Eigenschaften



Bestellinformation

Quicktrach I in Blisterverpackung / Zum Einmalgebrauch, steril

Patient	Kanüle	REF	VE
Kind	2.0 mm I.D.	30-04-002-1	1
Erwachsener	4.0 mm I.D.	30-04-004-1	1

Quicktrach I im Kunststoffrohr / Ideal für Notfalltaschen (kompakt und robust), zum Einmalgebrauch, steril

Patient	Kanüle	REF	VE
Kind	2.0 mm I.D.	30-04-902-1	1
Erwachsener	4.0 mm I.D.	30-04-904-1	1

Referenzen

(1) X. Onrubia et al., "Front of neck access to the airway: A narrative review," Trends in Anaesthesia and Critical Care, vol. 22, pp. 45-55, 2018

Zusatzinformation



Anwendungsvideo

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.