



Originalgröße

Pocket Introducer

Introducer mit dem kleinsten möglichen Packmaß

Der Pocket Introducer ist ein Hilfsmittel beim schwierigen Atemweg, um die direkte orotracheale Intubation oder Intubation via Videolaryngoskopie zu vereinfachen.

Introducer mit dem kleinsten möglichen Packmaß

- Gefaltet auf 20 cm werden mit nur 3 Klicks 65 cm und somit einsatzbereit innerhalb weniger Sekunden
- Ideale Platz-Lösung für Notfalltaschen und Fahrzeuge, Helikopter, Arztkittel, Notfallschränke, etc.
- Für Trachealtubus $\geq 6,0$ mm
- Zum Einmalgebrauch, steril

Eigenschaften



Gelenke

aufklappbar auf 65 cm mit nur 3 Klicks und einsatzbereit innerhalb weniger Sekunden



Klick-Verbindungen

Klick-Verbindungen sind dauerhaft und nicht wieder lösbar



Spitze

vorgeformte, abgerundete Spitze ist atraumatisch und verletzt nicht die Trachealschleimhaut

Anwendung



Gefaltet auf 20 cm



Aufklappen



Klick-Verbindungen fest zusammendrücken



ggfs. das distale Ende vorformen



Einführen in die Trachea



ET Tubus über den Pocket Introducer vorschieben

Bestellinformation

Pocket Introducer

Steril verpackt, 5 Stück je VE

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
15 Fr	65 cm	$\geq 6,0$ mm	33-80-650-1	5

Pocket Introducer

Steril verpackt, 1 Stück in robuster Kunststoffverpackung

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
15 Fr	65 cm	$\geq 6,0$ mm	33-81-650-1	1



Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.